

【応募作品の概要・要旨など】 \*A4 用紙1枚にフォントサイズ 10.5pt にて記載してください。

|          |  |
|----------|--|
| 作品の名称    | ミトンくん  |
| 対象者の領域   | ※該当する項目( )に○を入れる。<br>身体障害 (○)、精神障害 ( )、発達障害 ( )、高齢者 ( )、<br>その他 ( )  |
| 自助具の分類   | ※該当する項目( )に○を入れる。<br>食事動作 ( )、整容動作 (○)、更衣動作 ( )、排泄動作 ( )、入浴動作 (○)、<br>コミュニケーション ( )、趣味・余暇活動 ( ) その他 ( )  |
| 用具の種類    | 工夫・改良品 ( )、個別製作品 (○)   |
| 応募作品の概要  | <p>※作品の目的や効果、特徴、新規性・独創性（オリジナリティー）などを簡潔に記載する。</p> <p>当作品は、片手で使用可能な整髪用具です。特徴としてはミトンの片面に吸水クロス、もう片面に櫛を張り付けた点です。ミトンのサイズが大きめなので片手で両面使うことができます。そのため、片手で髪を拭いたり、とかしたりすることができます。また、吸水クロスの着脱が容易なので、とても衛生的です。</p> <p>髪の吸水にはフェイスタオルを使用する方法もありますが、片手でタオルを広げて効率的に吸水することは難しいと思います。また、タオルと櫛の持ち替え動作も必要となります。この点について、作成した「ミトンくん」は広い面で効率的に吸水でき、櫛の持ち替えも不要な自助具となります。</p> |
| 工夫したポイント | <ul style="list-style-type: none"> <li>・吸水クロスが濡れても、マジックテープで着脱可能であるため洗うことができます。</li> <li>・大きめのミトンを使用したことで、片手で両面を使うことが可能です。</li> </ul>   |
| 利用上の留意点  | 片方の肩関節を頭部付近まで挙上でき、肘屈曲により操作ができる機能が必要。   |

【応募作品の紹介】 \*A4 用紙2枚以内にフォントサイズ 10.5pt にて記載してください。

|                       |         |      |        |      |          |       |
|-----------------------|---------|------|--------|------|----------|-------|
| 作<br>製<br>の<br>準<br>備 | 材料      |      |        |      |          |       |
|                       | ・ミトン    | 110円 | ・ブラシ×2 | 220円 | ・マジックテープ | 110円  |
|                       | ・接着剤    | 110円 | ・吸水クロス | 110円 |          |       |
|                       | 使用工具    |      |        |      |          | 計660円 |
|                       | 針・糸・ハサミ |      |        |      |          |       |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 応<br>募<br>作<br>品<br>の<br>特<br>徴 | 1. 作品の外観   |  |
|                                 | 形状はミトン型で、片面にブラシがあり、もう片方に取り外し可能な吸水ミトンがついています。   |  |
|                                 |   |  |
|                                 | 2. 作り方・製作過程  |  |
|                                 | ①吸水クロスをミトンの形に切る。<br>クロスの淵は解けないように加工。   | ②マジックテープを吸水クロス・ミトンに接着する。   |
|                                 |   |  |
|                                 | ③整容用ブラシを裏面に接着する。   |  |
|                                 |   |  |

### 3. 活用場面

入浴後、洗顔後で使用することができます。

髪を拭いたり、とかしたりといった用途に使えます。

左の写真は髪の毛をとかしている、右の写真は吸水クロスで髪の毛を拭いている様子です。



応募  
作品  
の  
特  
徴

<写真の使用に関して>

用いている写真に個人情報が含まれる場合：

⇒対象者に同意を得ている（）、対象者に同意を得ていない（）、該当せず（）

※ご記入いただいた個人情報は、本コンテストの目的以外には一切使用致しません。